2026 年 2 月 5 日（新様式第 1 版）

医療機器製造販売届出番号：13B1X10100000141

器 58　整形用器具器械

一般医療機器　歯科用インプラント手術器具　70965001

RS VIVO ガイド

【警告】
歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

概要
本品は、歯科用インプラントの外科手術の際、ドリリング方向のガイドに用いる材料である。セットまたは単品で製造販売される。

本品は以下の構成から成る。

製品名	製品番号
RS VIVO ガイド	RS VIVO Guide

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科用インプラントの外科手術の際、ドリリング方向のガイドに用いる材料である。

【性能及び安全性に関する規格】

目視	液体状態で異物が入ってないこと

【操作方法又は使用方法等】

・本品は、歯科用インプラントの外科手術の際、ドリリング方向のガイドに用いる材料である。光で重合する性質を利用し、3D プリンターにて造形する。
・具体的使用方法はマニュアルをご参照ください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

・本品の使用に際しては、歯科技術に熟練し、かつ製品特性を十分に理解した歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。
・本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

本品は、高温多湿を避け、暗所で保管すること。
本品は、歯科医療関係者以外が触れないように適切に保管
・管理すること。

【包装】

1.0kg/ bottle

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：コアフロント株式会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11
TEL：03（5579）8710

製 造 業 者　：DeltaMed GmbH
国　　名　：ドイツ