*** 2023年 4月（第4版）
*** 2023年 3月（第3版）
** 2022年 9月（第2版）
* 2021年6月（第1版）

認証番号：303AFBZX00044000

機械器具（74）医薬品注入器　管理医療機器
一般的名称：針付プレフィル用シリンジ　JMDNコード：70390000

ショット・ガラスシリンジ（針付）syriQ

【禁忌・禁止】
・医薬品容器以外の目的で使用しないこと。
・再使用禁止

【形状・構造及び原理】
1. 種類
本品は、シリンジ、キャップで構成される。容量は、0.5ml、1ml及び2.25mlの3種類であり、1mlについては別にロングタイプ（1ml lg）がある。
また、下記3バージョンがある。
・syriQ　針付
・syriQ　バイオピュアー
・syriQ　バイオピュアー　シリコーンフリー

「シリンジ及びキャップ」で包装し、EOG滅菌して製造販売する。
本品に使用されるプランジャー及びロッドは医薬品メーカーが別途用意する場合がある。

2. 外観

シリンジ	キャップ	
	 W7025	 W7028
	 4800 GS	 4900 GS

【使用目的又は効果】
注射用医薬品の注入に用いること。

【使用方法等】
シリンジ型の医薬品容器として使用する。
滅菌品は開封してそのまま使用できる。
本品は、単回使用である。

【使用上の注意】
重要な基本的注意
・医薬品容器以外の目的で使用しないこと。
・プランジャーは、生体適合性が確認されたものを使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
1. 製造販売業者
ショット日本株式会社
電話：03-5366-2491

2. 製造業者
SCHOTT Pharma Schweiz AG（スイス）