＊ 2015 年 10 月改訂第 2 版（新記載要領に基づく改訂）　　医療機器認証番号：14000BZZ00089000

2008 年 10 月作成第 1 版

歯科材料 1　歯科用金属
管理医療機器　歯科用金地金　70763000

歯科用純金５ｇ板

【禁忌・禁止】
本金属、類似成分の合金又は配合成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

＊【形状・構造及び原理等】
＊1)形状：板状

＊2)成分・分量：

成分	分量
金	99.99%

＊3)原理
金合金の原料として他の金属と共に、加熱熔融して鋳造する。

＊4)性能：該当規格：特になし

(1) 物理的性質
液相点　：1，063℃

【使用目的又は効果】
主として金合金作成用に用いる。

【使用上の注意】
(1)重要な基本的注意
本金属の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

(2)不具合・有害事象
有害事象
掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症することがあります。

【保管方法及び有効期限等】
［保管方法］
歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　　中溝貴金属工業株式会社
住所　　：　　〒141－0031
東京都品川区西五反田 3 丁目 16 番 7 号
電話番号　：　　03－3491－4141（代表）