医療器具 11　放射線障害防護用具

一般医療機器　放射線防護用前掛（コード 38355000）

ジェイ・コート HB

【注意】

防護具に損傷の認められるものは使用しないこと。（正常なＸ線遮へい性能が保たれない可能性がある。）

【形状・構造及び原理等】

患者、術者又はその他の医療従事者の胸部、腹部及び背部など人体の一部を診断や治療のため医科及び歯科処置における不必要な放射線被ばくから保護するためのコート状の放射線防護衣である。

本品は、アンチモン・ビスマス系放射線防護材を基材とし、前面にミネルパ®を用いた放射線遮へい材を組み合わせた複合構造を有する。また、前面には取り外し可能な遮へい材の収納部を備え、ファスナーによって開閉できる構造となっている。



図 1　製品外観



図 2　内部構造

【使用目的・効能又は効果】

本品は患者、術者又は他の人員の体の一部を医療又は歯科における放射線被ばくから保護するための前掛状の衣類である。

【使用方法】

使用前に外部カバーの破れ、孔及び防護材のひび割れがないことを確認し、使用する部分の大きさに適合したものを正しく装着する。

【使用上の注意】

外部カバーの破れ、孔及び防護材のひび割れがないことを確認し、異常（破損等）があるときは使用しない。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿を避け、ハンガー又はラックに掛け、折り傷が付かないよう保管する。

【保守・点検】

使用前に破損がないことを確認し、防護材の破損が確認された場合は使用しない。

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　株式会社パドル

〒819-0046　福岡県福岡市西区西の丘 3 丁目 17-4

TEL：092-836-6555　　E-mail：info@padl.jp